

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 010/56

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0868

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับตัดต่อหลอดเลือด  
(Arteriovenous Fistula Set)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับผ่าตัดและตัดต่อหลอดเลือด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

- |  |             |
|--|-------------|
| 1.2.1 คีมหนีบหลอดเลือด Titanium Micro Clamps ชนิด Angle DeBakey 45°<br>ยาวไม่น้อยกว่า 11 ซม.   | จำนวน 2 อัน |
| 1.2.2 คีมหนีบหลอดเลือด Titanium Micro Clamps ชนิด Straight DeBakey<br>ด้ามจับแบบ Angled Shanks หรือ 15° Angle ยาวไม่น้อยกว่า 11 ซม.  | จำนวน 2 อัน |
| 1.2.3 ปากคีบเนื้อเยื่อ Titanium Micro Forceps ชนิด Straight DeBakey ขนาด 1 มม.<br>ด้ามจับกลม ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม.   | จำนวน 2 อัน |
| 1.2.4 ปากคีบเนื้อเยื่อชนิด DeBakey Forceps ปลายตรง ขนาด 2 มม.<br>ด้ามจับแบน ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.  | จำนวน 2 อัน |
| 1.2.5 ปากคีบเส้นเลือดขนาดเล็กชนิด Adson ปลายตรงแบบ Serrated ขนาด 1.2 มม.<br>ด้ามจับแบน ยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม.   | จำนวน 2 อัน |
| 1.2.6 ปากคีบเส้นเลือดขนาดเล็กชนิด Adson ปลายตรงแบบมีเขี้ยว 1x2 Teeth ขนาด<br>1.2 มม. ด้ามจับแบน ยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม.  | จำนวน 2 อัน |
| 1.2.7 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อ Titanium Micro Needle Holders ชนิด Jacobson,<br>Streamline Box Lock, Suture Size 5-0 หรือเล็กกว่า ปลายตรง ด้ามจับกลม<br>สามารถล็อกได้ ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม.             | จำนวน 1 อัน |
| 1.2.8 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อ Micro Needle Holders ชนิด Jacobson,<br>Streamline Box Lock หรือ Regular Box Lock, Suture Size 5-0 หรือเล็กกว่า<br>ปลายตรง ด้ามจับกลมสามารถล็อกได้ ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. | จำนวน 1 อัน |
| 1.2.9 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อ Needle Holders ชนิดปาก Carbon, Suture Size 3-0<br>หรือเล็กกว่าปลายตรง ด้ามจับแบบวงแหวน สามารถล็อกได้ ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.  | จำนวน 1 อัน |
| 1.2.10 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อชนิด Metzenbaum ปลายโค้ง ชนิด Power Cut หรือ<br>Super Cut ด้ามจับแบบวงแหวน ยาวไม่น้อยกว่า 11 ซม.   | จำนวน 1 อัน |
| 1.2.11 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อชนิด Hegeman Micro Scissors ปลายเฉียงทำมุม 25°<br>ด้ามจับแบบวงแหวน ยาวไม่น้อยกว่า 14 ซม.   | จำนวน 1 อัน |
| 1.2.12 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อชนิด Jacobson Micro Scissors ปลายเฉียงทำมุม 25°<br>ด้ามจับแบน ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.  | จำนวน 1 อัน |


1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ทำมาจากโลหะปลอดสนิม หรือส่วนประกอบบางส่วนเป็นวัสดุอื่นตามความเหมาะสมในการใช้งาน

/2. การบรรจุ...




2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
  - 3.1 ต้องมีกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดได้ครบทั้งชุดเพื่อนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้
  - 3.2 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
  - 3.3 มีเครื่องหมายถาวรของผลิตภัณฑ์ติดกับเครื่องมือสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  - 3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ


( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.ท..........ศัลยแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


( อนุชา พาน้อย )

12 มี.ค 2556

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

( จิตติภูมิ เอื้ออำนวย )

พ.อ..........ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

( ณรงค์ น้อยนารถ )

พ.อ..........รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ

( สุธา อุดลย์ฐานานุศักดิ์ )

18 มี.ค 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขบ.ที่ กข.ทบ.  
ที่ต่อ กท 0404/.....ลง 9 เม.ย. 56