

ชุดอุปกรณ์เฉพาะ ศป. ฝ่าย พ. ที่ 121/32
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดผ่าตัดทอนซิล (Tonsil) ชุดให้
 หมายเลข ชุด

1. อุปกรณ์เฉพาะ

- 1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นชุดผ่าตัดสำหรับทอนซิล และคอม Adenoids ประกอบด้วย
 เครื่องมือชนิดและขนาดต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน
- 1.2 ลักษณะเฉพาะ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
- 1.2.1 ปากคีบสำหรับจับทอนซิล (Tonsil artery forceps) แบบ SCHINDT
 ขนาด 90 มม. หรือ $7\frac{1}{2}$ " จำนวน 4 อัน
- 1.2.2 Towel Clamp ใช้ในการมัดชิ้น BACKHAUS
 ขนาด 90 มม. หรือ $3\frac{1}{2}$ " จำนวน 6 อัน
- 1.2.3 กรรไกร METZENBAUM ชนิดปลายโค้ง สำหรับตัดชิ้นเนื้อ
 ขนาด 180 มม. หรือ 7" จำนวน 2 อัน
- 1.2.4 (Tonsil seizing forceps) ชนิด COLVER ปลายโค้งลง
 ส่วนปลายมีลักษณะ ขนาด 200 มม. หรือ 8" จำนวน 2 อัน
- 1.2.5 เครื่องมือจับคอกคอง หรือตัดเนื้องอก (TYDING TONSIL SNARE)
 ส่วนปลายมีลักษณะพิเศษหัวโค้ง จำนวน 2 อัน
- 1.2.6 กรรไกรตัดไหมตรง ชนิดปลายข้างหนึ่งแหลม อีกปลายข้างหนึ่ง
 หนา 145 มม. หรือ $5\frac{3}{4}$ " จำนวน 2 อัน
- 1.2.7 เครื่องดึงปาก (Mouth gag) ชนิด DAVIS-BOYLE
 ออกแบบสามารถถอดเปลี่ยนที่กดลิ้น ขนาดต่าง ๆ ได้ จำนวน 1 อัน
- 1.2.8 เหมือนข้อ 1.2.7 เป็นของคู่ให้ จำนวน 1 อัน
- 1.2.9 ที่กดลิ้น แบบ Mc IVOR ขนาด 25 x 55 มม. สำหรับเด็กเล็ก
 ใช้กับเครื่องดึงปากข้อ 1.2.7 ได้ จำนวน 1 อัน
- 1.2.10 ที่กดลิ้นแบบ Mc IVOR ขนาด 25 x 62 มม. สำหรับเด็กโต
 ใช้ร่วมกับเครื่องดึงปากข้อ 1.2.7 หรือ 1.2.8 ได้ จำนวน 1 อัน
- 1.2.11 ที่กดลิ้นแบบ Mc IVOR ขนาด 25 x 75 มม. สำหรับผู้ใหญ่
 ใช้กับเครื่องดึงปากข้อ 1.2.8 ได้ จำนวน 1 อัน
- 1.2.12 หลอดดูดของเหลว (Tonsil suction tube) ชนิด Yankauer
 ชนิดปลายโค้ง มีขนาด ๘ 4.8 มม. หนา 285 มม. หรือ $11\frac{1}{4}$ "
 จำนวน 2 อัน



- 1.2.13 เครื่องมือสำหรับดึงหรือซ่อนทอนซิล (Tonsil Dissector and pillar retractor) แบบ HURD เป็นชนิดปลายมน มีขนาด 10 มม. ปลายอีกข้างหนึ่งคดตรง มีความยาว 215 มม. หรือ $8\frac{1}{2}$ " จำนวน 2 อัน
- 1.2.14 คีมจับฟองน้ำสำลี (Sponge holding forceps) ชนิดเลือกชนิด FOENSTER-BALLANGER แบบตรง ขนาด 240 มม. หรือ $9\frac{1}{2}$ " จำนวน 4 อัน
- 1.2.15 คีมจับเข็มเย็บแผล (Needle Holder) ชนิด MAYO-HEDGAR ตรงปลายทั้งสองยาว 200 มม. หรือ 8" จำนวน 2 อัน
- 1.2.16 Syringe สำหรับผสมยาชา ขนาด 10 มม. แบบมี 3 ทาง หัวเป็นแบบ LUER-Lock จำนวน 1 อัน
- 1.2.17 เข็มฉีดยาชา (Tonsil Needle) ชนิดโค้งมี LUER-Lock มีความยาว 80 มม. จำนวน 3 อัน
- 1.2.18 เข็มฉีดยาชา BECKMANN ปลายขุดกว้าง 15 มม. ความยาว 200 มม. หรือ 8" จำนวน 1 อัน
- 1.2.19 เหมือนข้อ 1.2.16 แต่ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ปลายขุดกว้าง 17 มม. ความยาว 200 มม. หรือ 8" จำนวน 1 อัน
- 1.2.20 เครื่องมือขั้วเย็บ (Ligature instrument Form E) ชนิด ROEDER ปลายงอขึ้นเล็กน้อย ยาว 260 มม. หรือ $10\frac{1}{4}$ " ปลายคามมี 3 ทาง สะดวกในการจับเย็บ
- 1.2.21 Container สำหรับใส่เครื่องมือเดิมหรือนำไปทิ้งเข้าถังขยะ ทำจาก อลูมิเนียม อัดลอนกั้น มีน้ำหนักเบา มีขนาด 295 x 135 x 60 มม. มีที่ล็อกอย่างดี สามารถเปิดได้ 180 องศา มีฝาครอบชนิดรีบูทลง และมี filter ครอบถังขยะที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ปิดได้ฝาครอบ รีบูทอีกครั้ง ด้านข้างฝาครอบมีช่องสี่เหลี่ยม 2 ช่อง ไว้สำหรับสอดป้าย เพื่อ บอกชื่อเครื่องมือใน container นั้น จำนวน 1 กล่อง

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อหุ้มยางแข็งแรง
3. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในยุโรปตะวันตก หรือสหรัฐอเมริกา
4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องลักษณะเฉพาะ, แคลคูลัส และหัดลองใช้งาน

